

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
M03-02-115	LM-BS750	2 Layer Ball Mill	set	1

1 Feature

- 지르코니아, 알루미나, 유리 등 마모에 강한 재질의 Ball을 회전시켜 시료를 분쇄하는 장치
- 2단 구조로 설계 제작되어 2개의 Jar를 구동 시킬 수 있음
- NBR Rubber-Roller 장착하여 내마모성 내화학성 우수
- Jar의 크기에 따라서 Roller의 간격을 조정할 수 있음
- 비상정지 스위치 기본 장착
- 최대 하중 무게 : 볼밀포트 포함 20kg
- Roller 최소간격 : 85 mm / Roller 최대간격 : 210 mm
- 규격 외 주문형 제품 제작 가능

2 Specifications

Cat. No.		M03-02-115
Model		LM-BS750
Controller	Control	Digital Feedback Control
	Display	GLCD (Graphic LCD)
	Resolution	1 rpm
RPM	Range	30 ~ 350 rpm
	Accuracy	2 rpm
Size		w1160×d350×h496 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60 Hz
	Max Consumption	150 W (0.7 A)
	Power Line	Standard Plug
Roller		Ø70×h700 mm (2 단 2 열)
Max. Load Weight		30 kg
Jar Size		Ø50 ~ Ø300 mm

3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능