

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
M03-02-120	LM-BC740	Cabinet Ball Mill	set	1

1 Feature

- 지르코니아, 알루미나, 유리 등 마모에 강한 Material의 Ball을 회전시켜 시료를 분쇄하는 장치
- 기본형 볼밀을 캐비닛 안에 넣은 구조로 소음 방지 효과 및 안전한 작업 가능
- NBR Rubber-Roller 장착하여 내마모성 내화학성 우수
- Jar의 크기에 따라서 Roller의 간격을 조정할 수 있음
- Roller 최소간격 85 mm / Roller 최대간격 200 mm
- 최대 하중 무게 : 볼밀포트 포함 20kg
- 타이머 기능 / 비상 정지 스위치 기본 장착
- 요청시 3색 타워램프 부착 가능(Option, 모델 : SI300)
- 소음이 적고 내구성이 좋은 BLDC 모터 적용
- 모터 과부하 방지 기능

2 Specifications

Cat. No.		M03-02-120
Model		LM-BC740
Controller	Control	Digital Feedback Control
	Display	GLCD (Graphic LCD)
	Resolution	1 rpm
Speed	Range	30 ~ 350 rpm
	Accuracy	2 rpm
Size	Internal	w820×d520×h420 mm × 2ea
	External	w1100×d550×h1165mm
Material	Case	Power coated Steel
	Frame	Aluminum
	Window	Polycarbonate(PC)
Electric Supply	Power	1 Phase / 220Vac / 50/60 Hz
	Max Consumption	150 W (0.7 A)
Roller		Ø70×L700mm (2 단 2 열)
Max. Load Weight		30 kg
Available Jar Size		Ø50 ~ Ø300 mm
Caster		Leveling Caster

3 Accessory

- O01-96-100 / SI300 / Sign Tower Lamp LED 3 Color 경광등

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능