

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
M03-02-130	LM-BD4530	Desktop Ball Mill	set	1

1 Feature

- 소형 탁상형 볼밀
- 비정상 스위치 기본장착
- 시료의 분쇄 및 혼합, 광물, 곡물, 안료 등 고체 시료를 분쇄 하는데 적합
- NBR Rubber-Roller 장착하여 내마모성 내화학성 우수
- Jar의 크기에 따라서 Roller의 간격을 조정할 수 있음 (LM-BD4530 Only)
- LM-BD4530 : Roller 최소간격 85 mm / Roller 최대간격 210 mm
- 최대 하중 무게 : 볼밀포트 포함 20kg
- 보조 Tray 장착하여 시료의 누출 시 기기의 손상 방지
- 소음이 적고 내구성이 높은 BLDC 모터 적용

2 Specifications

Cat. No.		M03-02-130
Model		LM-BD4530
Controller	Control	Digital Feedback Control
	Display	GLCD (Graphic LCD)
	Resolution	1 rpm
RPM	Range	30 ~ 350 rpm
	Accuracy	2 rpm
Size		w538×d300×h227 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60 Hz
	Max Consumption	50 W (0.2 A)
	Power Line	Standard Plug
Roller		Ø50× L300 mm, 2ea
Max. Load Weight		20 kg
Jar Size		Ø50 ~ Ø200 mm

3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능