

《 규 격 서 》

카탈로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
M04-06-100	VM-10	Vortex Mixer	set	1

1 Feature

- Shaking 속도 조절 가능
- 고무 압착발을 적용하여 미끄러짐이나 진동을 최소화
- 3단계 구동 스위치. 정지, 연속동작 모드, Touch On 모드
- 직관적이고 편리한 Touch On 모드와 속도 조절 다이얼
- 2가지 Head Platform을 적용하여 다양한 형상과 용량의 Tube 사용 가능
- 소음이 적고 내구성이 좋은 Brushless Shade Motor 적용
- 구성 : Mixer, Rubber Platform Head, Pop-off Cup Head, Remove Applicator

2 Specifications

Cat. No.	M04-06-100		
Model	VM-10		
Motion	Orbital		
Speed Range	0 ~ 3,300 rpm		
Size	w131 x d185 x h125 mm(pop off cup head 제외 사이즈)		
Material	Powder Coated Aluminum		
Operating Mode	Touch or Continuous		
Motor	Brushless Shade motor		
Max. Load	500 g		
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %		
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz	
	Consumption	30 W	

3 Accessory

- M04-06-190 / VM10RP / 3 Inch Rubber Platform Head
- M04-06-195 / VM10PC / Pop-off Cup Head
- M04-06-200 / VM10RA / Remove Applicator.

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)