

# 《 COMMODITY DESCRIPTION 》

카다로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
R07-91-615	MRS2000	Pharmaceutical Refrigerator	set	1

## 1 Feature

- 냉장저장을 요구하는 의약품을 냉장 보관하는 기구
- 의료기기 신고한 제품으로 의료기관에서 이용이 가능함(제신 21-385호)
- 4.3" 터치 패널 컨트롤러 적용
- 온도 그래프와 알람 로그 확인 가능
- 내부 램프를 통해 내용물 확인 편리
- Door Lock이 적용되어 있어 안전한 보관 환경 제공
- 컨트롤러 Lock 기능을 통해 임의적인 설정값 변경이나 오작동 방지

## 2 Specifications

- 공기순환방식 : 강제순환방식
- 용량 (L) : 1040 L
- 디스플레이 : 4.3" Touch Panel
- 온도 분해능 (°C) : 0.1
- 온도 구동 범위 (°C) : 0 ~ 10
- 온도 분포도 (°C) : ± 3.0
- 내부 사이즈 (mm) : w1220 × d630 × h1350
- 외부 사이즈 (mm) : w1260 × d803 × h1910
- 제상 방식 : 자동 제상(히터 제상)
- 내부 재질 : Stainless Steel
- 외부 재질 : Stainless Steel
- 도어 재질 : Stainless Steel
- 전원 : 220 Vac, 60 Hz
- 소비전력 (W/h) : 368
- 선반 : 에폭시 코팅 와이어 선반 (6ea)

### 3 Accessory

- R07-91-852 / RWSH2000 / Wire Shelf
- R07-91-856 / RSSH2000 / Drawer Shelf

### 4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능