

Laboratory Vacuum Systems

Two-stage dry chemical-resistant pump

MXPC 303 Z

MXPC Series는 특히 용매의 증류 및 증발에 적합한 제품입니다.
주로 실험실이나 산업에서 사용되며, 침식성 가스 및 증기를 펌핑하는 데 사용됩니다.



Laboratory Vacuum Systems
Diaphragm Pump: MXPC 303 Z (117047)



Vacuum controller
VCpro 601 (600100)

구성요소: Two-stage 내화학성 다이어프램 펌프 + 응축수 분리기 +
배기 응축기 (냉각수 공급) + 500mL 원통 피스톤 + 안전 밸브

MODEL	MXPC 303 Z
Part Number	117047
FLOW	36.6 l/min
Ultimate Vacuum	< 5 mbar
Voltage/Hz	230, 50/60
Designation EX	II3G IIC T3 X
Dimensions	250/350/440mm
Weight	14.7 kg

APPLICATION:

Distillation / evaporation of solvents in laboratories or industry
(*specifically for pumping aggressive gases and vapors).

