



# Achat - Mahlbecher

mit Deckel und Stahlhülse  
für Laborkugelmühlen

10 ml

## Agate - pots

with lids  
and steel shell plate  
for Laboratory ball-mills



Maßangaben in mm

| Best. Nr. | Ø a1 | Ø i | Ø a2 | h    | H  | Vol. (ml) |
|-----------|------|-----|------|------|----|-----------|
| 602-Z-010 | 28   | 18  | 26   | 47,5 | 62 | ca. 10    |

dazu passende Achat - Kugel- Ø: 12mm.

suitable Agate - ball - Ø: 12mm