



**Achat -  
Mahlbecher  
mit Deckel**  
für Laborkugelmöhlen

50 ml

**Agate - pots  
with lids**  
for Laboratory ball-  
mills



Maßangaben in mm

Best. Nr.	$\varnothing a$	$\varnothing i$	h	H	Vol. (ml)	Nutz-Vol. (ml)
602-Z-050	65	45	15	47	50	30

Laborkugelmöhlen Typ 602 arbeiten vorzugweise mit Achat-Mahlkugeln Typ 604. Die folgenden Angaben verstehen sich als Füllmengen-Richtwert:

Filling material agate balls. Quantity and diameter for useful load please find below:

Kugel-Ø in mm	3	5	7	10	15	20	25	30	40
Menge (Stück)	400	80	35	10	4	2	-	-	-