



Achat - Mahlbecher mit Deckel

für Laborkugelmühle


80 ml

Agate-pots with lids

for Laboratory ball-mills



Modell 602-Z-080 stapelbar



Maßangaben in mm

Best. Nr.	$\text{Ø } a$	$\text{Ø } i$	h	H	Vol. (ml)	Nutz-Vol. (ml)
602-Z-080	90	65	16	37	80	ca. 50

Laborkugelmühlen Typ 602 arbeiten vorzugweise mit Achat-Mahlkugeln Typ 604. Die folgenden Angaben verstehen sich als Füllmengen-Richtwert:

Filling material agate balls. Quantity and diameter for useful load please find below:

Kugel-Ø in mm	3	5	7	10	15	20	25	30	40
Menge (Stück)	600	120	50	15	6	4	2	-	-