

# 《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
R01-11-172	LWRM003N	Wire Drying Rack with Curtain	set	1

## 1 Feature

- 재질 : Stainless Steel 304
- 조립식으로 분해, 조립이 용이하며 칸 높이를 쉽게 조절 할 수 있음
- 반투명한 커튼이 기본 포함되어 있어 분진 오염을 예방 할 수 있음
- 바퀴, 홀 크기가 다른 트레이 4개, Curtain 1 set (2ea) 기본 포함

## 2 Specifications

Cat. No.	R01-11-172
Model	LWRM003N
Size (w×d×h)	1200×450×1600 mm

## 3 Accessory

- R01-11-928 / LWRM013N / for WRM003N