

## Anaerobic Jars with Petri Dish Rack

### 혐기성 자

- 혐기성 및 미호기성 미생물을 최적의 가스 대기에서 정확하고 빠르게 생성함
- 진공펌프로 가스 주입 및 배출 가능
- 화학 혐기성 시스템(GasPacks)의 부속품으로 사용 가능
- 자 재질 : Stainless Steel 또는 Polycarbonate (파손 및 부식방지)
- 뚜껑 재질 : 자외선 차단 플라스틱 또는 PC
  - 플라싱 및 진공 호스(Ø 5mm inner)를 위한 튜브 클립이 있는 2개의 코너 밸브 포함(ECO Type은 제외)
  - 진공 또는 과압을 조절하는 압력계 포함(ECO Type은 제외)
- 뚜껑은 밸브/압력계 없이 다른 재료로 제작되거나 고온 압력계 장착 등 주문 제작 가능
- Rack 별도 구매
- Schuett

### Stainless Steel Jar

Cat. No.	Model	Type	용량	Inner Size	EA Price ₩
J01-108-010	3380102	Large ①	6 L	Ø175 mm × 270 mm	1,224,900
J01-108-020	3380202	Small	2 L	Ø120 mm × 184 mm	758,200
J01-108-030	3380302	Standard	3 L	Ø120 mm × 280 mm	770,500
J01-108-040	3380502	Eco ②			638,600

### Polycarbonate Jar

Cat. No.	Model	Type	용량	Inner Size	EA Price ₩
J01-108-050	3380902	Crystal ③	3 L	Ø120 mm × 280 mm	1,092,900
J01-108-060	3380952	Crystal Eco			825,800

### Rack

Cat. No.	Model	Rack	용량	Dish Size	EA Price ₩
J01-108-201	3385102	Small	10 Petri dishes	Ø 60-150 mm	119,800
J01-108-206	3385202	Standard	15 Petri dishes		119,800
J01-108-211	3385302	150		15 Petri dishes	Ø 150 mm
J01-108-216	3385402	3x60	45 Petri dishes	Ø 60 mm	224,200
J01-108-221	3385502	Micro	for multiwell plate	-	216,000
J01-108-226	3385602	Test Tube ④	9 test tubes	Ø 18 mm	222,700

### Suitable Petri Dish Racks for Anaerobic Jars

	Jar "Large"	Jar "Small"	Jar "Standard"	Jar "Eco"	Jar "Crystal"	Jar "Crystal Eco"
Rack "Small"	0	0	0	0	0	0
Rack "Standard"	0	-	0	0	0	0
Rack "150"	0	-	-	-	-	-
Rack "3x60"	0	-	-	-	-	-
Rack "Micro"	0	-	-	-	-	-
Rack "Test Tubes"	0	0	0	0	0	0

